



SELF CARE SOLUTION

DIABETIC CONTROL

ZARZĄDZAJ SWOIM
POZIOMEM CUKRU
WE KRWI



Innowacyjne rozwiązanie
LASER PBM LAEQ HEALTH 3.0





JESTEŚ DIABETYKIEM? CHCESZ UTRZYMYWAĆ SWÓJ POZIOM CUKRU WE KRWI POMIĘDZY 4,5 I 6,5 mmol/l?

Zarządzaj swoim poziomem cukru we krwi dzięki terapii laserem PBM Laeq Health 3.0

Na całym świecie ilość ludzi chorych na cukrzycę wzrasta w alarmującym tempie. W obecnej chwili 1 na 10 osób populacji na świecie boryka się z tym problemem. Większość pacjentów choruje na cukrzycę typu 2. Co roku ta liczba wzrasta o prawie 10%. Pacjenci chorzy na cukrzycę typu 2 również mają wysoki poziom cholesterolu.

Dodatkowo pojawiają się poważne dolegliwości, wiążące się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych i co również ważne, może występować zmęczenie. Utrzymanie poziomu cukru we krwi na odpowiednim poziomie jest wyzwaniem dla każdego diabetyka. Terapia farmakologiczna pomaga pacjentom, ale często powoduje efekty uboczne; jak na przykład przybieranie masy ciała.

W obecnej chwili jest udowodniony naukowo sposób zmniejszenia wartości glukozy we krwi prosto i naturalnie!

Terapia nie tylko stymuluje nasz system immunologiczny, zwiększa wydolność organizmu, ale też ma pozytywny wpływ na neuropatię, retinopatię oraz ogólne zmęczenie. Metoda ta zapobiega hiperglikemii i hipoglikemii, pod warunkiem, iż terapia przeprowadzona jest zgodnie z zaleceniami. W związku, iż podczas terapii **Laeq Health** w naturalny sposób uwalniane są endorfiny oraz serotoniny, zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia depresji i poprawia się jakość snu. Użycie metody **Laeq Health** pozwala na redukcję terapii farmakologicznej, jak również może zmniejszyć ilość przyjmowanych zastrzyków z insuliną.

Laeq Health brakujący element układanki

Donosowy laser Laeq Health jest urządzeniem medycznym klasy I kontrolowanym przez aplikację. Obniża poziom cukru we krwi i utrzymuje go na tym niskim poziomie! Wystarczy stosować go dwa razy dziennie po 30 minut, aby przestać się martwić o swój cukier. Poziom cukru w Twojej krwi będzie pomiędzy 4,5 i 6,5 mmol/l już po kilku tygodniach terapii. Również wartości hemoglobiny glikowanej HbA1c spadnie zgodnie z protokołem leczenia opartym na dowodach.



Laeq Health 3.0 to urządzenie do wytwarzania monochromatycznego światła (światło o pojedynczej długości fali 650 nm), które jest sterowane za pomocą aplikacji. To monochromatyczne światło jest absorbowane przez wszystkie komórki we krwi. Światło stymuluje komórki do optymalnego funkcjonowania. Rezultatem jest poprawa krążenia, transportu tlenu, układu odpornościowego i zwiększona produkcja endorfin. I oczywiście optymalizuje poziom glukozy we krwi.


Działania Laeq Health są udowodnione!

PBM ma wiele wsparcia ze strony świata naukowego. Nie mniej niż 85 międzynarodowych badań naukowych opisało i udowodniło pozytywny wpływ PBM.

Najbardziej znane są badania specjalistów Ying-Ying Huang, Aarona C.H. Chen i Michaela R. Hamblin. Wszystkie te trzy osoby są stowarzyszone z Wellman Center for Photomedicine w Massachusetts General Hospital w Bostonie oraz z Departamentem Dermatologii Harvard Medical School w Bostonie. Ponadto Hamblin jest również związany z Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Technologii Harvard-MIT w Cambridge w stanie Massachusetts.

Urządzenie jest całkowicie kontrolowane przez aplikację zapewniając bezpieczeństwo:

- Protokół bezpieczeństwa kontrolowany przez aplikację
- Zapewnia optymalną ilość energii jaką może zaabsorbować organizm.
- Terapia może odbywać się 2 razy dziennie przez 30 minut w interwale co 6 godzin w celu optymalizacji rezultatów.
- Dostępne dla Android 4.3 / IOS 9.0.
- Zachęca pacjenta do śledzenia zaleceń.
- Indywidualne bezpieczne połączenie poprzez kod QR
- Bez efektów ubocznych





Better Every Day

Powered by Leaq Health



SELF CARE SOLUTION

Dystrybutor: **Medicon Sp. z o.o.**
ul. Wiśłana 8
00-317 Warszawa
Polska

www.diabeticon.pl
mail: info@diabeticon.pl